

# COUSSIN ALOVA™ GALBÉ ET ERGONOMIQUE



COUSSIN MOULÉ EN MATIÈRE VISCOÉLASTIQUE  
Pour utilisateurs jusqu'à 120 kg.

- **Efficacité** : la matière viscoélastique ALOVA™ favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales.
- **Sécurité** : protection intégrale avec surface inférieure adhérente.
- **Ergonomie** : poignée de préhension à l'avant du coussin multitailles.
- **Confort** : thermorégulation par les propriétés du textile Promust PU.



**NOUVEAU**

**COUSSIN DE DOSSIER  
POUR FAUTEUIL ROULANT**


## Coussin en viscoélastique

### ALOVA™ GALBÉ

- Galbes ischiatiques positionnés sur la face supéro postérieure et rotateur externe à l'avant.
- Protection compatible avec les produits détergents – désinfectants d'usage hospitalier.
- Multitailles, la portance est adaptée au poids de la personne.
- Butée pelvienne, pour faciliter la mise au fauteuil, pour des utilisateurs avec des troubles de la stabilité sagittale.
- 5 largeurs de 38 à 50,5 cm.
- Poignée de portage du coussin sur la face avant de la housse.
- Dessous anti-dérapant.



Répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 75 kg.



Coussin en gel de polyuréthane

Coussin galbé ALOVA




Disponible avec butée pelvienne pour utilisateur avec troubles de la stabilité.



Disponible en version adaptable aux fauteuils roulant de profondeur d'assise en 47 cm.

### DOSSERET

- Aide technique de confort additionnel au dossier de fauteuil roulant.
- Maintien lombaire.
- 3 tailles disponibles.
- Textile de la housse 3D** pour évacuer la transpiration.



### ALOVA™ ERGONOMIQUE

- Les plots mobiles accompagnent les mouvements du corps et améliorent la circulation d'air.
- Taille unique : 43 x 43 x 9 cm.
- Thermorégulation par la perméabilité à la vapeur d'eau de la protection et la circulation d'air entre les plots.
- Réduction des pressions d'appui par immersion dans la mousse ALOVA.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS MAX	HOUSSE*	NORMES FEU
<b>ALOVA™ Ergonomique</b>	VCAE/M	43 cm	43 cm	9 cm	100 kg	Protection Intégrale Promust PU (HD) : Jersey enduit de polyuréthane.  Face inférieure antidérapante en matière PU/PVC anti-gliss.	EN 597-1 et 2
<b>ALOVA™ Galbé</b>	VCAG380410	38	41	6,5	90		
	VCAG405410	40,5	41	6,5	90		
	VCAG/M	43	43	6	90		
	VCAG430440	43	44	6,5	100		
	VCAG455440	45,5	44	7,5	110		
	VCAG505440	50,5	44	7,5	120		
	VCAG370470	37	47	7,5	100		
	VCAG430470	43	47	7,5	110		
<b>ALOVA™ Galbé Butée Pelvienne</b>	VCAG10B	38	41	6,5	90		
	VCAG20B	40,5	41	6,5	90		
	VCAG30B	43	44	6,5	100		
	VCAG40B	45,5	44	7,5	110		
	VCAG50B	50,5	44	7,5	120		

\*Disponible avec une seule housse pour la collectivité.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LARGEUR ASSISE FAUTEIL ROULANT	NORMES FEU
<b>Dossier petite taille pour fauteuil roulant - Housse 3D amovible</b>	VDOS/S	35 à 39 cm	Class M4 (Conforme LPP)
<b>Dossier moyenne taille pour fauteuil roulant - Housse 3D amovible</b>	VDOS/M	40 à 44 cm	
<b>Dossier grande taille pour fauteuil roulant - Housse 3D amovible</b>	VDOS/L	45 à 50 cm	

Entretien : Promust PU



**ASKLÉSANTÉ**

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

[www.askle.com](http://www.askle.com)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

**Garantie coussin : 3 ans.**  
**Garantie dossier : 1 an.**

**ASKLÉSANTÉ 35**